

Orthopädische Einlagen (Grundversorgung)

- Tragen Sie bitte Ihre neuen Einlagen gewissenhaft ein.
- Eine kurze Eingewöhnungszeit ist normal.
- Lassen Sie feuchte oder nasse Einlagen nur an der Luft trocknen. Bitte nie auf einen Ofen oder eine Heizung legen.
- Keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel benutzen. Verwenden Sie z.B. unsere speziellen Reinigungslotionen.
- Bei Rissbildung, Brüchen, Veränderungen der Füße oder Wachstum (z.B. bei Kindern) sind diese Einlagen nicht mehr tragbar.
- Nehmen Sie die Fußbettungen nach dem Tragen aus den Schuhen, damit Fußbettung und Schuhe besser belüftet werden.
- **Achtung:** Wichtig ist, dass Sie Ihre Füße abends eincremen und nicht morgens, da ansonsten Cremerückstände die Decksohlen lösen können. Alternativ wäre z.B. Allpresanschaum für morgens geeignet.
- **Achtung:** Die normalen orthopädischen Einlagen dürfen nicht in Arbeitssicherheitsschuhen getragen werden, da die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Daher fertigen wir spezielle Fußbettungen für Ihre Arbeitssicherheitsschuhe (Siehe orth. Fußbettungen für Sicherheitsschuhe).
- Sollten Sie mit Ihren Einlagen nicht völlig schmerzfrei werden, beraten wir Sie gerne über andere oder bessere Materialien und Möglichkeiten, die wir individuell für Sie anfertigen können.

Orth. Einlagen (höherwertige Versorgung) / Verkürzungsausgleich (VKA)

- Tragen Sie bitte Ihre neuen Einlagen/VKA gewissenhaft ein. Verwenden Sie für Ihre Einlagen nur Schuhe mit herausnehmbarem Fußbett.
- Eine kurze Eingewöhnungszeit ist normal.
- Lassen Sie feuchte oder nasse Einlagen/VKA nur an der Luft trocknen. Bitte nie auf einen Ofen oder eine Heizung legen.
- Keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel benutzen. Verwenden Sie z.B. unsere speziellen Reinigungslotionen.
- Nehmen Sie die Einlagen/VKA nach dem Tragen aus den Schuhen, damit Einlagen/VKA und Schuhe besser belüftet werden.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit dem Sie die Einlage/VKA abreiben.
- **Achtung:** Wichtig ist, dass Sie Ihre Füße abends eincremen und nicht morgens, da ansonsten Cremerückstände die Decksohlen lösen können. Alternativ wäre z.B. Allpresanschaum für morgens geeignet.
- Sie sollten die Einlagen regelmäßig von unseren Orthopädie-Schuhmacher-Meistern kontrollieren lassen.
- Bei Rissbildung, Brüchen, Veränderungen der Füße oder Wachstum (z.B. bei Kindern) sind diese Einlagen nicht mehr tragbar.
- Bei Problemen suchen Sie bitte unser geschultes Fachpersonal auf, die Ihre Einlagen/VKA überprüfen und ggf. korrigieren. Bitte bringen Sie dann ein Schuh- Wechselpaar mit, in denen Sie auch ohne Einlagen gehen können.
- Pronapur-Einlagen können in der Waschmaschine bei 40° gewaschen werden, danach gut trocknen lassen. Bitte fragen Sie vorher nach, ob Ihre Einlagen dafür geeignet sind.
- Nach 14 Tagen sollten Sie Ihre Einlagen/VKA dem verordnenden Arzt vorstellen.
- Für Diabetiker gibt es spezielle diabetesadaptierte Fußbettungen.
- **Achtung:** Die normalen orthopädischen Einlagen/VKA dürfen nicht in Arbeitssicherheitsschuhen getragen werden, da die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Gerne fertigen wir spezielle Fußbettungen für Ihre Arbeitssicherheitsschuhe (Siehe orth. Fußbettungen für Sicherheitsschuhe).

Orth. Fußbettungen für Sicherheitsschuhe

- Tragen Sie bitte Ihre neuen Fußbettungen gewissenhaft ein. Nach 6 Wochen lassen Sie diese von unseren Orthopädie- Schuhmacher-Meistern kontrollieren.
- Eine kurze Eingewöhnungszeit ist normal.
- Lassen Sie feuchte oder nasse Einlagen nur an der Luft trocknen. Bitte nie auf einen Ofen oder eine Heizung legen.
- Keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel benutzen. Verwenden Sie z.B. unsere speziellen Reinigungslotionen.
- Nehmen Sie die Fußbettungen nach dem Tragen aus den Schuhen, damit Fußbettung und Schuhe besser belüftet werden.
- Die Einlagen mit richtigem Schuhwerk, sind nach Baumuster DGUV 112-191. Sie dürfen diese Sicherheitsschuh-Einlagen nicht in anderen Sicherheitsschuhen tragen. Es dürfen darüber hinaus keine normalen Einlagen in Sicherheitsschuhen getragen werden.
- **Achtung:** Wichtig ist, dass Sie Ihre Füße abends eincremen und nicht morgens, da ansonsten Cremerückstände die Decksohlen lösen können. Alternativ wäre z.B. Allpresanschaum für morgens geeignet.
- Bei Rissbildung, Brüchen oder Veränderungen der Füße sind diese Fußbettungen nicht mehr tragbar.
- Bei Problemen suchen Sie bitte unser geschultes Fachpersonal auf, die Ihre Einlagen überprüfen und ggf. korrigieren. Bitte bringen Sie dann ein Schuh- Wechselpaar mit, in denen Sie auch ohne Einlagen gehen können.

Wir beraten Sie gerne

SPORTHOPÄDIE®
Rosenbach
GmbH

Orthopädische Maßschuhe

- Auch Maßschuhe müssen eingelaufen werden. Bitte tragen Sie Ihre neuen Maßschuhe am Anfang nur stundenweise und kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Füße nach evtl. Druckstellen, Rötungen, Blasenbildung oder allergischen Reaktionen. Notfalls nehmen Sie unverzüglich mit uns Kontakt auf.
- Lassen Sie Ihre orth. Schuhe bitte nach ca. 14 Tagen Tragezeit, sowie noch einmal innerhalb von 4 Wochen nach Auslieferung durch einen unserer Meister prüfen (Wir bitten um Terminvereinbarung).
- Stellen Sie Ihre Füße vor dem Zuschnüren der Schuhe auf die Fersen um sicherzustellen, dass Sie nicht nach vorne rutschen. Schließen Sie die Schuhe gleichmäßig ohne übermäßigen Druck. Bitte tragen Sie immer Strümpfe und vermeiden Sie Strumpffalten.
- Tragen Sie bitte ausschließlich Ihre Maßschuhe, also auch im Haus und während der Freizeit. Badeschuhe, Sportschuhe und Hausschuhe können bei Bedarf ebenfalls angefertigt werden. **Wichtig:** Orth. Maßhalbschuhe bitte immer mit Schuhanzieher anziehen, sodass das Material an den Fersen nicht unnötig strapaziert wird.
- Bei evtl. Schmerzen oder Veränderungen aufgrund der Schuhe, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Vereinbaren Sie einen Termin und bringen ein Wechselpaar mit.
- Damit Ihre Schuhe lange ihren Dienst tun, pflegen Sie diese bitte regelmäßig. Maßschuhe bitte nicht in der Waschmaschine waschen. Wir beraten Sie gerne über spezielle Pflege- und Reinigungsmittel.
- **Achtung:** Wichtig ist, dass Sie Ihre Füße abends eincremen und nicht morgens, da ansonsten Cremerückstände die Decksohlen lösen können. Alternativ wäre z.B. Allpresanschaum für morgens geeignet.
- Bei Rissbildung oder Brüchen der Fußbettungen oder abgelaufenen Sohlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, um diese frühzeitig zu reparieren. Nur so kann Ihr orthopädischer Maßschuh die gezielte Wirkung gewährleisten.
- Alle Maßschuhe sollten aufgrund der Gewährleistung nur beim Hersteller repariert werden.
- Bei Kindern unbedingt das Wachstum regelmäßig kontrollieren, zu kleine Schuhe behindern den Therapieerfolg.
- Sind Sie Diabetiker, dann beachten Sie bitte auch „Diabetiker mit orth. Schuhversorgung“.



Diabetiker mit orth. Schuhversorgung

- Laufen Sie die neuen Schuhe mit der diabetischen Fußbettung vorsichtig ein.
Tag 1 → 15 Min. vormittags u. 30 Min. nachmittags
Tag 2 → 60 Min. vormittags u. 90 Min. nachmittags
Tag 3 → 180 Min. vormittags ab dann unbegrenzt
- Bei Auffälligkeiten an Ihren Füßen melden Sie sich umgehend bei unseren Orthopädie-Schuhmacher-Meistern um Probleme an den Schuhen sofort zu beheben (Bitte Wechselpaar mitbringen).
- Achten Sie bei Ihrer täglichen Fußpflege und Fußinspektion besonders auf Druckstellen von Schuhe und diabetische Fußbettungen sowie auf Verletzungen evtl. unter Zuhilfenahme eines speziellen Spiegels für Diabetiker. Zur besseren Belüftung nehmen Sie die Fußbettungen abends aus den Schuhen.
- Tragen Sie nur spezielle Strümpfe für Diabetiker. Vermeiden Sie Strumpffalten und tragen Sie keine gestopften Strümpfe, Strümpfe mit Nähten oder gestrickte Strümpfe.
- Lassen Sie Ihre diabetischen Fußbettungen nach 14 Tagen, sowie nach 6 Wochen von unseren Orthopädie-Schuhmacher-Meistern kontrollieren.
- Stellen Sie Ihre Füße vor dem Zuschnüren der Schuhe auf die Fersen um sicherzustellen, dass Sie nicht nach vorne rutschen. Schließen Sie die Schuhe gleichmäßig ohne übermäßigen Druck. Bitte tragen Sie immer Strümpfe und vermeiden Sie Strumpffalten.
- **Achtung:** Wichtig ist, dass Sie Ihre Füße abends eincremen und nicht morgens, da ansonsten Cremerückstände die Decksohlen lösen können. Spezielle Diabetikerschäume von z.B. Allpresan wären für morgens am besten geeignet.
- Bei Rissbildung, Brüchen, Veränderungen der Füße sind die diabetischen Fußbettungen nicht mehr tragbar.
- Lassen Sie Ihre Füße regelmäßig von Ihrem Arzt kontrollieren.
- Sorgen Sie für eine optimale Blutzuckereinstellung (HbA1C-Wert).



Gebrauchsanweisungen

Sehr geehrter Kunde,

Ihr Arzt/Orthopäde verordnete Ihnen ein Paar

**Orth. Maßschuhe,
Orth. Maßschuhe für Diabetiker,
Orth. Einlagen (Grundversorgung),
Orth. Einlagen (höherwertige Versorg.),
Orth. Fußbettung für Sicherheitsschuhe**

Hiermit erhalten Sie eine Gebrauchs- und Pflegeanweisung für Ihr Produkt.

Das gelieferte Hilfsmittel ist eine Sonderanfertigung im Sinne des EWG und entspricht den Anforderungen des Anhang 1 der EG-Richtlinie 93/42 EWG.

SPORTHÖPADIE®
Rosenbach GmbH

56068 Koblenz Josef-Görres-Platz 7-11 Tel. 0261 / 1334000 info@schuhe-rosenbach.de
56743 Mendig Bahnstr. 33 Tel. 02652 / 529403 www.schuhe-rosenbach.de

Öffnungszeiten Koblenz		Öffnungszeiten Mendig	
Montag - Freitag	9.00 - 18.00 Uhr	Montag - Freitag	9.00 - 18.00 Uhr
Samstag	9.00 - 16.00 Uhr	Samstag	geschlossen
Samstag orth. Werkstatt	9.00 - 13.00 Uhr	Orth. Beratung u. Service nach Terminvereinbarung	